

Badanie **ImuPro** można wykonać zarówno z surowicy (krew pobierana z żyły, w laboratorium) lub z krwi włośniczkowej (z palca). Oba badania wykonywane są tą samą metodą (immunoenzymatyczna, ELISA) przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych w Instytucie Mikroekologii. Różnią się jedynie metodą pobrania i prezentacji wyniku. Pobranie z krwi włośniczkowej jest alternatywą w przypadku niemożności lub utrudnionego pobrania krwi żyłnej.

	Pobranie z krwi żyłnej	Pobranie z krwi włośniczkowej
Jednostka wykonująca badanie	laboratorium	laboratorium
Osoba wykonująca badanie i interpretująca wynik	diagnosta laboratoryjny	diagnosta laboratoryjny
Miejsce i sposób pobrania krwi	Krew pobierana z żyły w laboratorium	Krew pobierana z palca przez pacjenta
Czas w którym materiał musi dotrzeć do laboratorium	48 godzin	2 tygodnie
Przeciwwskazania do pobrania krwi daną metodą	brak	Zaburzenia krzepliwości, wiek poniżej 1 roku życia
Sposób prezentacji wyniku badania	Metoda ilościowa, wynik prezentowany w trzystopniowej skali z podaniem dokładnego stężenia przeciwciał IgG*	Metoda półilościowa, wynik prezentowany w trzystopniowej skali bez podania dokładnego stężenia przeciwciał IgG*
Które pakiety ImuPro można wykonać stosując tę metodę pobrania?	ImuPro Screen ImuPro Screen+ ImuPro Basic ImuPro Complete	ImuPro Screen ImuPro Screen+ ImuPro Basic

*za wyjątkiem ImuPro Screen, które jest badaniem jakościowym przedstawionym w dwustopniowej skali.

Testu ImuPro nie wykonuje się w warunkach domowych, jednak zamawiając wersję badania z krwi włośniczkowej pacjent może samodzielnie pobrać materiał. Jak zamówić i pobrać materiał?

1. Dodaj produkt do koszyka i złóż zamówienie
2. Na podany adres wysyłki otrzymasz pakiet do wykonania badania wraz z instrukcją

3. Prześlij materiał do Instytutu Mikroekologii
4. Odbierz wynik

Co zawiera Pakiet do wykonania badania?

- Zestaw do pobrania krwi z palca (włośniczkowej, kapilarnej)
- Zlecenie na badanie do wypełnienia samodzielnego lub po konsultacji ze specjalistą
- Instrukcje pobrania, z którą należy się szczegółowo zapoznać

Ważne informacje

Czas oczekiwania na wyniki wynosi do 15 dni roboczych
Od momentu pobrania krwi włośniczkowej do czasu dostarczenia do laboratorium nie powinno upłynąć więcej niż 2 tygodnie.